



Tampers millésimaux




Cette nouvelle série offre des solutions de précision $\pm 0,002$ pH disponibles également en sachets permettant ainsi une grande précision d'étalonnage même dans les contrôles sur le terrain. En fait, les solutions en sachets sont sûres, simples à transporter et toujours fraîches.

Tampers millésimaux en sachets (précision de ± 0.002 pH)

Valeur pH à 25°C	Code	Sachets	Valeur pH à 25°C	Code	Sachets
1.000	HI 60001-01	10 x 20 ml	7.010	HI 60007-01	10 x 20 ml
1.000	HI 60001-02	25 x 20 ml	7.010	HI 60007-02	25 x 20 ml
1.679	HI 60016-01	10 x 20 ml	7.413	HI 60074-01	10 x 20 ml
1.679	HI 60016-02	25 x 20 ml	7.413	HI 60074-02	25 x 20 ml
2.000	HI 60002-01	10 x 20 ml	8.000	HI 60008-01	10 x 20 ml
2.000	HI 60002-02	25 x 20 ml	8.000	HI 60008-02	25 x 20 ml
3.000	HI 60003-01	10 x 20 ml	9.000	HI 60009-01	10 x 20 ml
3.000	HI 60003-02	25 x 20 ml	9.000	HI 60009-02	25 x 20 ml
3.788	HI 60037-01	10 x 20 ml	9.177	HI 60091-01	10 x 20 ml
3.788	HI 60037-02	25 x 20 ml	9.177	HI 60091-02	25 x 20 ml
4.010	HI 60004-01	10 x 20 ml	10.010	HI 60010-01	10 x 20 ml
4.010	HI 60004-02	25 x 20 ml	10.010	HI 60010-02	25 x 20 ml
4.630	HI 60046-01	10 x 20 ml	11.000	HI 60011-01	10 x 20 ml
4.630	HI 60046-02	25 x 20 ml	11.000	HI 60011-02	25 x 20 ml
5.000	HI 60005-01	10 x 20 ml	12.000	HI 60012-01	10 x 20 ml
5.000	HI 60005-02	25 x 20 ml	12.000	HI 60012-02	25 x 20 ml
6.000	HI 60006-01	10 x 20 ml	12.450	HI 60124-01	10 x 20 ml
6.000	HI 60006-02	25 x 20 ml	12.450	HI 60124-02	25 x 20 ml
6.862	HI 60068-01	10 x 20 ml	13.000	HI 60013-01	10 x 20 ml
6.862	HI 60068-02	25 x 20 ml	13.000	HI 60013-02	25 x 20 ml

Tampers millésimaux en sachets avec certificat d'analyse



Solutions tampons pH 1.68

Cette série de solutions permet de réaliser des mesures précises d'échantillons à haute teneur en acidité, comme les eaux de placage, et d'effectuer des contrôles de produits chimico-pharmaceutiques, de solutions physiologiques ou microbiennes, etc.

Les solutions tampons pH 1,68 vous permettent d'étalonner votre pH-mètre dans un intervalle plus étroit et très près de la valeur à utiliser.

Vous pouvez choisir le format de la bouteille qui répond le mieux à vos exigences, et au cas où vous souhaitez utiliser une solution certifiée, il vous suffit de commander les solutions millésimales ou le tampon technique.



Solution tampon millésimale HI 6016

- avec certificat d'analyse
- solution tampon de pH 1.679
- précision de $\pm 0,002$ pH



Solutions en bouteilles et en sachets

Code	Valeur pH	Volume	Trousse	Certificat d'analyse
HI 50016-01	1.68	20 ml	10 sachets	•
HI 50016-02	1.68	20 ml	25 sachets	•
HI 5016	1.68	500 ml	1 bouteille	•
HI 60016-01	1.679	20 ml	10 sachets	•
HI 60016-02	1.679	20 ml	25 sachets	•
HI 6016	1.679	500 ml	1 bouteille	•
HI 6016-01	1.679	1 litre	1 bouteille	•
HI 7001L	1.68	500 ml	1 bouteille	•
HI 7001M	1.68	230 ml	1 bouteille	•

