

## Solutions tampons pH 1.68

Cette série de solutions permet de réaliser des mesures précises d'échantillons à haute teneur en acidité, comme les eaux de placage, et d'effectuer des contrôles de produits chimico-pharmaceutiques, de solutions physiologiques ou microbiennes, etc.

Les solutions tampons pH 1,68 vous permettent d'étalonner votre pH-mètre dans un intervalle plus étroit et très près de la valeur à utiliser.

Vous pouvez choisir le format de la bouteille qui répond le mieux à vos exigences, et au cas où vous souhaitez utiliser une solution certifiée, il vous suffit de commander les solutions millésimales ou le tampon technique.



### Solution tampon millésimale HI 6016

- avec certificat d'analyse
- solution tampon de pH 1.679
- précision de  $\pm 0,002$  pH



### Solutions en bouteilles et en sachets

Code	Valeur pH	Volume	Trousse	Certificat d'analyse
HI 50016-01	1.68	20 ml	10 sachets	•
HI 50016-02	1.68	20 ml	25 sachets	•
HI 5016	1.68	500 ml	1 bouteille	•
HI 60016-01	1.679	20 ml	10 sachets	•
HI 60016-02	1.679	20 ml	25 sachets	•
HI 6016	1.679	500 ml	1 bouteille	•
HI 6016-01	1.679	1 litre	1 bouteille	•
HI 7001L	1.68	500 ml	1 bouteille	•
HI 7001M	1.68	230 ml	1 bouteille	•

